



Artikelnummer	020467
Prijs excl. BTW	€ 68,25
Prijs incl. BTW	€ 82,58
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

Atrauman® Silicone is een wondcontactlaag voor de behandeling van oppervlakkige, licht tot middelsterk exsuderende wonden. Atrauman® Silicone is een wondcontactlaag, bestaande uit een polyethyleenterephthalaat (PET)-net als dragermateriaal, dat met siliconengel (gebaseerd op polydimethylsiloxan) aan beide zijden bekleed is. Deze wondcontactlaag dient als atraumatische wondbehandeling en is dun, zacht, op maat te maken en drapeerbaar. Door de open netstructuur is het exsudaatdoorlatend. Het hecht zacht en zeker op droge, maar niet op vochtige, oppervlakken. Daarmee voorkomt het verkleven met de wond.

Toepassing Atrauman® Silicone

Atrauman® Silicone is een wondcontactlaag, die bij behandeling van oppervlakkige, acute en chronische, licht tot middelsterk exsuderende wonden ingezet wordt, plus als beschermlaag op niet exsuderende wonden en op plaatsen met gevoelige huid.