

Artikelnummer	062018
Prijs excl. BTW	€ 24,95
Prijs incl. BTW	€ 30,19
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

Ons Buisverband - geribbeld - 25m ook wel bekend als stockinette, is dé ideale oplossing voor medische toepassingen zoals orthopedie, dermatologie en traumatologie. Het is een buisvormig verbandmiddel dat over een arm of been geschoven wordt. Door zijn elastische structuur sluit het nauw aan op de huid en vormt het een comfortabele, beschermende laag onder bijvoorbeeld gipsverband. Het verband is gemaakt van 100% katoen, waardoor het ademend en aangenaam voor de huid is.

Toepassingen

- Onder gipsverband bij orthopedische behandelingen
- Ter bescherming van de huid bij huidproblemen (dermatologie)
- Bij zwellingen of blessures (traumatologie)

Voordelen

- Naadloos en comfortabel
- Huidvriendelijk materiaal (100% katoen)
- Rekbaar in de breedte voor perfecte pasvorm
- Lucht doorlatend – voorkomt huidirritatie
- Weinig plooivorming – eenvoudig aan te brengen
- Op rol van 25 meter – makkelijk zelf op maat te knippen
- Verpakt in een hygiënische plastic zak