



Artikelnummer	0705001
Prijs excl. BTW	€ 1,01
Prijs incl. BTW	€ 1,22
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De elastische crêpezwachtel voor een veilige fixatie. Voornamelijk bedoeld als steunverband, hij kan tevens als fixatieverband worden gebruikt, zoals een elastische, gezoomde gaaszwachtel.

Steun- en fixatieverband

- Voor een veilige fixatie.
- Luchtdoorlaatbaar
- Huidvriendelijk
- Steriliseerbaar (stoom/hitte).
- 100 % katoen
- Verschillende formaten verkrijgbaar