



Artikelnummer	0972
Prijs excl. BTW	€ 2,52
Prijs incl. BTW	€ 3,05
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Dafilon® blue 2/0 – Niet-absorbeerbaar hechtingsmateriaal

Dafilon® is een niet-absorbeerbare synthetische monofilament hechtingsdraad van polymeren Polyamide 6/6.6.

Dafilon® blauw is aangewezen voor het sluiten van oppervlakkige wonden en plastische chirurgie. Dafilon® blauw wordt tevens gebruikt in neurochirurgie. Net als alle nylon hechtingsdraden worden de draden niet geabsorbeerd, maar kan progressieve hydrolyse van de hechtingsdraad in de loop der tijd resulteren in geleidelijk verlies van de treksterkte.

Voordelen Dafilon® Blue

2/0

- Flexibel, goede handelbaarheid en gemakkelijk te knopen
- Zachte passage door het weefsel
- Uitstekende histocomptabiliteit

Indicatie Dafilon[®] Blue 2/0

- Huidsluiting
- Plastische chirurgie
- Microchirurgie
- Oftamologie