



|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Artikelnummer   | 040073      |
| Prijs excl. BTW | € 5,98      |
| Prijs incl. BTW | € 7,24      |
| Voorraad        | op voorraad |

## Omschrijving

Dermaplast Quick Aid - 6cm x 2m - Bescherming zoals een pleister, fixatie zoals een verband. 2 in 1

### Kleeft niet aan huid, haar en wond

Quick Aid is zelfklevend, elastisch, waterdicht en hecht daarom niet aan huid, haar of wonden. Om kleine verwondingen probleemloos te behandelen en voor een veilige fixatie van wondverbanden. Scheur een geschikt stuk af en wikkel het een of twee keer rond het letsel. Het verband kan pijnloos verwijderd worden en laat geen kleefresten na.

### Dermaplast Quick Aid is bloedabsorberend

Afhankelijk van de hoeveelheid bloed, vouwt u een wondpad en plaatst u dit op de wond. Breng het verband met middelmatige druk aan. Als er hevig bloedverlies optreedt, vormt u een stuk Quick Aid-verband zoals een "kussen" om een drukverband te vormen.

Gebruik meerdere lagen voor zwaar bloeden.