



Ethilon 5-0 - 45cm - Zwart - Met naald van 19mm en 3/8C - per stuk

09/10/2025 00:34:17



Artikelnummer	09651
Prijs excl. BTW	€ 2,69
Prijs incl. BTW	€ 3,25
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De Ethilon hechtdraad 5-0 is een hoogwaardig, niet-resorbeerbaar hechtmateriaal dat speciaal ontworpen is om aan de strengste medische eisen te voldoen. Gemaakt van zwart monofiel nylon, biedt deze draad uitstekende treksterkte, soepele hantering en minimale weefselreactie. Ideaal voor delicate chirurgische ingrepen.

Voordelen van Ethilon Hechtdraad:

- Uitzonderlijke Sterkte: De zwarte monofiele nylon draad staat garant voor optimale sterkte en duurzaamheid.
- Precieze Hechting: Voorzien van een FS2 naald van 19 mm met een 3/8 snijgend profiel, voor maximale controle en nauwkeurigheid.

- Delicaat Werk: De 5-0 draaddikte maakt deze hechtdraad perfect geschikt voor fijne weefsels, zoals in de oogheelkunde, plastische chirurgie en microchirurgie.
- Efficiënte Lengte: Met een draadlengte van 45 cm heb je voldoende materiaal voor meerdere hechtingen zonder herhaaldelijk te moeten wisselen.

Specificaties Ethilon Hechtdraad 5-0:

- Materiaal: Monofiel nylon (polyamide)
- Kleur: Zwart (voor goede zichtbaarheid)
- Naaldtype: FS2 – 19 mm – 3/8 snijdend
- Draaddikte: 5-0
- Draadlengte: 45 cm