

EVERCARE Absorberend kompres - NS - 10 x 20cm - 10 stuks

21/10/2025 20:09:09



Artikelnummer	0200121
Prijs excl. BTW	€ 0,97
Prijs incl. BTW	€ 1,17
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Verpleeghorloge met veiligheidsspeld is ideaal voor het meten van de hartslag en pols van patiënten en het bijhouden van sterilisatietijden. Het voldoet aan de geldende richtlijnen die verpleegkundigen verbieden om polshorloges te dragen.

Specificaties

- Praktisch en hygiënisch: ideaal voor het meten van de hartslag en pols van patiënten en het bijhouden van sterilisatietijden.
- Voldoet aan de geldende richtlijnen die polshorloges voor verpleegkundigen verbieden.
- Duidelijke, ronde wijzerplaat van 35 mm voor eenvoudige aflezing.
- Compact en handig: totale lengte van 85 mm.
- Lange batterijduur: 12-15 maanden vanaf het eerste gebruik.

- Eenvoudig aan werkkleding te bevestigen.

Verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kies je gewenste kleur en vul het in bij je bestelling.