



Evercare non-woven volvlakpleister - 5 cm x 10 m - 1 stuk (4560)

08/10/2025 20:40:54

Artikelnummer	040680
Prijs excl. BTW	€ 2,96
Prijs incl. BTW	€ 3,58
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Evercare non-woven kleefpleister op rol bieden wij aan in 3 maten. Dit zijn telkens rollen van 10 m hoog kwalitatieve verbandpleisters.

EVERCARE non-woven kleefpleister op rol

Deze kleefpleister op rol is een niet steriele non-woven pleister van huidvriendelijk rekbaar materiaal. Het materiaal vormt zicht goed naar de lichaamscontouren waardoor beweging mogelijk is. De volvlakpleister is lucht en waterdamp doorlatend. Voor fixatie van verbanden, gazen, katheters en/of canules. Deze pleisters komen in rollen van 10 meter, waardoor u lange tijd verder kunt met slechts 1 rol. Verkrijgbaar in 3 verschillende maten:

- 5 cm x 10 m
- 10 cm x 10 m
- 15 cm x 10 m

Gebruiksadvies

Reinig de wond en de huid. Verwijder de schutbladen en plaats de volvlakpleister op een aseptische manier. Verwijder de kleefpleister op rol door aan de uiteinde het non woven materiaal uit te rekken. Daarnaast levert Deforce Medical allerhande [wondreinigers](#) om de verzorging zo goed mogelijk uit te voeren.

Productlijn Evercare

Deze productlijn bevat kwalitatief sterke alternatieven voor de traditionele materialen tegen een gunstigere prijs. De producten van Evercare voldoen aan de vereiste CE, EO, EN normen en de strenge richtlijnen vanuit de ISO kwaliteitseisen. Alle producten van Evercare ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces. Dit omvat een regelmatige inspectie van zowel de productiefaciliteiten als gerandomiseerde testen.