

HEKA Finger Bob

Vingerverband - Blauw - 5 stuks

08/10/2025 18:59:16



Artikelnummer	3319
Prijs excl. BTW	€ 1,85
Prijs incl. BTW	€ 2,24
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

De Heka Finger Bob is een vingerverband in de vorm van een buis, ontworpen om de vinger te beschermen of om een pleister op zijn plaats te houden. Dankzij de ruime rekbaarheid past het verband op elke vingermaat. De blauwe kleur maakt het tevens geschikt voor gebruik in de voedingssector.

Finger bob: Soepel en snel aan te brengen

Bij een verwonding aan de vinger is het belangrijk om de wonde goed te beschermen. De fingerbob is ready-to-go voor gebruik en daarom gemakkelijk aan te brengen over een pleister of kompres heen. In enkele momenten is deze over de vinger gerold die dan

helemaal bedekt is. Kortom, een handig gerold verband van elastisch textiel, op maakt gemaakt voor de vinger, die een pleister optimaal fixeert. De rekbaarheid zorgt ervoor dat de pleister de heel dag goed gefixeerd blijft, ook al werkt u intensief met uw handen.

Hoe gebruik je de Finger bob?

- Rol de onderste ring van het vingerverband uit over de vinger.
- Draai de top 360° rond.
- Rol de tweede ring uit over de eerste laag.

Afbeeldingen

