

HEKA PAD niet-inklevende kompressen - Steriel - 5 x 5cm - 100 stuks

09/10/2025 00:06:45



Artikelnummer	020040
Prijs excl. BTW	€ 8,35
Prijs incl. BTW	€ 10,10
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Een absorberend, niet inklevend wondkompres wordt gebruikt voor afdekking van matig exsuderende wonden.

Het kompres is aan beide zijden voorzien van een speciaal laagje, waardoor de kans op verkleving aan de wond gering is.

Hierdoor maakt het niet uit welke zijde op de wond wordt aangebracht. Door deze eigenschap wordt de wondgenezing nauwelijks verstoord en vindt verbandwisseling gemakkelijk en praktisch pijnloos plaats. Deze verbanden kunnen eenvoudig worden gefixeerd met een fixatiewindel of een hecht- of fixatiepleister.