



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 3308        |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 6,30      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 7,62      |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

HEKA Plast Fix Volvlakpleister is een chirurgische hechtpleister op rol die veelzijdig en geschikt is voor verschillende medische toepassingen. De pleister is zacht, hypoallergeen, rekbaar, zuurstof- en waterdampdoorlatend en is voorzien van een schutvel voor gebruiksgemak.

De Heka plast fixatiepleister biedt onder andere de volgende voordelen:

- Bevestiging van catheters, sondes en drains
- Fixatie van primaire, absorberende verbanden
- Bevestiging op gebogen en/of zeer bewegende lichaamsdelen
- Toepassing op plekken met uitsteeksels of botten
- Bescherming bij oedeemvorming

Met zijn ademende eigenschappen (zuurstof- en waterdampdoorlatend) zorgt de Heka plast fixatiepleister voor een comfortabelere en veiligere fixatie, wat essentieel is voor zowel de genezing als het welzijn van de patiënt.