

HEKA Steriele set nr 3 (pincet + 5 kompressen in 3-vaksblister) - 100 stuks

08/10/2025 18:42:48



Artikelnummer	16353
Prijs excl. BTW	€ 42,15
Prijs incl. BTW	€ 51,00
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Wanneer en hoe een verbandset gebruiken ?

Een verzorgingsset wordt gebruikt wanneer een wond moet worden behandeld voor ze wordt afgedekt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vuile, open of bijzonder diepe wonden. In een verzorgingsset zijn bijna altijd verbandmiddelen, instrumenten en accessoires aanwezig voor ontsmettingsmiddelen. Aangezien het verbandmateriaal in de wondverzorgingssets neutraal is (bevatten geen zalven of gels) kunt u probleemloos uw eigen zalven, crèmes en wondspoeloplossingen gebruiken zonder ongewenste reacties te veroorzaken. Daardoor kunnen de steriele sets universeel worden gebruikt in verschillende situaties.

Geen risico van kruisbesmetting

De verbandsets zijn steriel, wegwerpbaar en praktisch. Alle nodige instrumenten en

accessoires zijn beschikbaar en klaar voor gebruik. Er is geen risico van kruisbesmetting tussen patiënten. Deze sets zijn bijzonder handig voor de thuiszorg, omdat ze de zorgverlener tijd besparen bij het uitvoeren van zijn zorg, maar ook ruimte besparen in de medische tas.

Toepassing van de verbandset nr 3

- Blisters met compartimenten
 - te gebruiken voor desinfectievloeistof
 - voor het bewaren van de instrumenten tijdens de handeling
- Pincetten met dubbele vertanding
 - geschikt voor het uitvoeren van precisiehandelingen

Ter aanvulling op het set-assortiment zijn er steriele, [individueel verpakte instrumenten verkrijgbaar](#).

Inhoud van Steriele verbandset nr 3

- 1 anatomisch pincet (12,5 cm)
- 5 gaaskompressen (5 x 5 cm - 8 lagen)

Kenmerken van de HEKA Steriele set nr 3

- Kan als tray gebruikt worden.
- Lang compartiment om de pincet steriel te houden tot het einde van de verpleegkundige procedure.
- Compartimenten voor ontsmettingsmiddel of vloeistof.