

HEKASORB Absorberend STERIEL kompres 20cm x 40cm - 10 stuks

08/10/2025 17:26:21



Artikelnummer	020033H
Prijs excl. BTW	€ 10,04
Prijs incl. BTW	€ 12,15
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Absorberende steriele kompressen Dit absorberend verband heeft een vulling van witte, absorberende watten van 100% katoen en kan gebruikt worden bij matig tot zwaar exsuderende wonden. Dankzij de speciale buitenlaag verkleeft het verband nauwelijks met de wond. De blauwe vochtwerende non-woven achterzijde, die in de zijkanten is mee gehecht, voorkomt doorlekken. Het verband is luchtdoorlatend en verspreid het wondvocht door het gehele kompres.