

Jelonet - Steriel - individueel verpakt - 10 x 10cm - 100 stuks

08/10/2025 14:54:51



Artikelnummer	020483
Prijs excl. BTW	€ 55,04
Prijs incl. BTW	€ 66,60
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Jelonet is gemaakt van speciaal geweven, wijdmazig gaas, geïmpregneerd met witte paraffine. De draden zijn in elkaar gevlochten waardoor het niet rafelt.

Voordelen

- Comfortabel voor de patiënt
- Neutraal

Per stuk steriel in peel-apart verpakking, voorzien van een tussenblad ter bevordering van een aseptische techniek.

Indicaties

- Brandwonden
- Donor- en receptorplaatsen en als transportmedium voor skin grafts

- Open wonden, snij- en schaafwonden
- Beenulcera
- Decubitus
- Afdekken van zalven op de wond of huid