

Leukoplast Elastic vingerpleister 19 x 180 mm 100 stuks

08/10/2025 19:24:31



Artikelnummer	040038
Prijs excl. BTW	€ 18,54
Prijs incl. BTW	€ 22,43
Voorraad	Nog slechts 6 op voorraad

Omschrijving

Leukoplast Elastic vingerpleister wordt gebruikt voor het afdekken en beschermen van verwondingen, ideaal voor bewegende lichaamsdelen. Huidvriendelijke eerstehulppleisters voor de verzorging van kleine en vochtafscheidende wonden. De professionele gebruiker heeft behoefte aan betrouwbare, flexibele en gebruiksvriendelijke pleisters. Het Leukoplast assortiment is samengesteld op basis van deze behoeften.

De pleisters van Leukoplast zijn latexvrij en daardoor geschikt voor patiënten met een allergie.

Dankzij de sterke kleefstof blijven de pleisters goed zitten. Een nieuw mechanisme in de dispenser maakt tijdbesparende hantering mogelijk.

Kenmerken

- Bijzonder flexibel
- Betrouwbare hechting
- Ademend

Een vingerpleister is een extra lange pleister om wondjes aan de vinger te behandelen. De vingerpleister heeft een korte- en lange kleefstrip en wondkussentje. Nadat eerst de korte zijde is vastgeplakt kan de lange kleefstrip meerdere keren rond de vinger worden gewikkeld waardoor deze gegarandeerd vast blijft zitten, ook als de vingers worden gebogen.