



Artikelnummer	040503D
Prijs excl. BTW	€ 78,42
Prijs incl. BTW	€ 94,89
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Huidkleurige hechtpleister gemaakt voor het fixeren van wondverbanden en kompressen.

- Traditionele hechtpleister met zeer goede kleefkracht
- Geschikt voor de normale huid
- Huidkleurig
- Poreus
- Afscheurbaar met de hand

Eigenschappen en functies

Leukoplast is een huidkleurige hechtpleister met een kleefmassa van zinkoxide-rubber, dat zorgt voor een goede en duurzame kleefkracht. Het is bijzonder trekvast en universeel toepasbaar voor de fixatie van alle soorten en maten verbanden, lijnen, katheters en sondes bij patiënten met een normale huid. De kleefmassa van Leukoplast is door middel van een speciaal procédé lucht- en waterdampdoorlatend gemaakt om

maceraties en andere huidirritaties die door luchtdichte afsluiting ontstaan, te voorkomen.

Toepassingen

- Fixatie van alle soorten en maten kompressen, gazen etc.
- Fixatie van slangen, katheters, sondes etc.