

MedCu wondverband met koperoxide - 5 x 6cm - steriel - 10 stuks (10)

08/10/2025 17:14:56



Artikelnummer	3007
Prijs excl. BTW	€ 59,61
Prijs incl. BTW	€ 72,13
Voorraad	Nog slechts 9 op voorraad

Omschrijving

Het MedCu-wondverband is het enige antimicrobiële wondverband geïmpregneerd met koperoxidedeeltjes wereldwijd. Dit zijn verbanden voor eenmalig gebruik die zijn ontworpen voor behandeling van complexe wonden. MedCu-verbanden zijn ontworpen om direct op het wondoppervlak te worden geplaatst en zijn gemaakt van een interne sterk absorberende laag en een externe niet-verklevende laag, beide geïmpregneerd met koperoxidedeeltjes. Door afgifte van koperionen hebben de verbanden krachtige antimicrobiële eigenschappen met een breed spectrum van micro-organismen, waaronder antibiotica resistente bacteriën zoals VRE en MRSA.

Eigenschappen van MedCu

- Sterk absorberend wondverband met een sterke antimicrobiële werking van diverse geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde complexe wonden

- Effectieve bescherming tegen een breed spectrum aan wondpathogenen (inclusief resistente bacteriën)
- Het wondverband kan tot 7 dagen aangebracht blijven in de wond (afhankelijk van de wondconditie)
- Gemakkelijk in gebruik, kan op maat geknipt worden
- Lange houdbaarheid
- Niet toxisch
- Eenvoudig (vrijwel) pijnloos verwijderen tijdens verbandwissel

Indicaties

- Veneuze been ulcera
- Decubitus wonden
- Diabetische voet wonden
- Eerste en tweedegraadsbrandwonden
- Geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde wonden

Verbandwissel

- Vervang het verband voordat het zijn maximale absorptiecapaciteit heeft bereikt of wanneer het exsudaat tot op 0.5cm van de randen zichtbaar is
- Het MedCu wondverband heeft een sterk absorberend vermogen en mag maximaal 7 dagen in de wond blijven