



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 040603      |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 7,59      |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 9,18      |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

---

Fixatiepleister

## Voordelen van Mefix

- Schutblad met maataanduiding voor eenvoudig afmeten en afknippen
- S-vormige insnijding in het schutblad om eenvoudiger te kunnen aanbrengen
- Huidvriendelijke, polyacrylaat kleeflaag op waterbasis en zonder oplosmiddelen voor een zachte en goede fixatie
- Zachte, elastische, niet-absorberende non-woven voor meer patiëntencomfort

## Toepassingen

Mefix kan gebruikt worden voor allerlei situaties waarin fixatie nodig is, zoals het fixeren van verbanden, gaaskompressen, katheters en buisjes.

## Hoe werkt Mefix?

De poreuze structuur van de non-woven garandeert doorlaatbaarheid van lucht en waterdamp. De pleister is flexibel en vormt zich perfect naar de lichaamscontouren zodat de patiënt zich vrij kan bewegen. Het materiaal absorbeert niet en vormt een barrière tegen doorsijpelend bloed en wondvocht. De polyacrylaat kleeflaag op waterbasis biedt een veilige fixatie en is tevens niet agressief voor de huid. Het schutblad is voorzien van maataanduidingen om de 10 cm zodat de pleister makkelijk in de gewenste afmeting geknipt kan worden. Dankzij de geperforeerde split, is het schutblad makkelijk te verwijderen en aan te brengen.

## Samenstelling

Mefix bestaat uit een poreuze, elastische, polyester non-woven, die is gecoat met een huidvriendelijke polyacrylaat kleeflaag voor een goede fixatie. Het wordt beschermd door een eenvoudig te verwijderen schutstrook met maataanduiding.