

Melolin absorberend kompres

- Steriel - 10 x 20cm - 100 stuks

08/10/2025 18:07:15



Artikelnummer	020242
Prijs excl. BTW	€ 60,68
Prijs incl. BTW	€ 73,42
Voorraad	Nog slechts 5 op voorraad

Omschrijving

Melolin bestaat uit een uitstekend absorberend katoen/acryl wondkussen, dat aan één zijde van een zeer dunne geperforeerde polyester film is voorzien. Deze (glimmende) filmzijde van het kompres dient direct op de wond geplaatst te worden.

Voordelen

- Niet-verklevende geperforeerde film
- Uitstekend absorberend wondkussen
- Zacht Melolin werkt als een stootkussen en beschermt de wond tegen verder letsel.
- Comfortabel Melolin is gedurende het genezingsproces een comfortabel verband voor de patiënt. Bovendien wordt het verwijderen van het kompres door de speciale niet-verklevende laag als pijnloos ervaren.

- Op maat te knippen Melolin is eenvoudig op maat te knippen en behoudt daarbij zijn vorm.
- Veilig in gebruik Melolin is inert en vermindert de kans op overgevoeligheid.

Indicaties

Melolin is in principe geschikt voor elk type licht tot matig exsuderende wond zoals:

- Schone en gehechte wonden
- Snij- en schaafwonden
- Kleine brandwonden