

Mesoft kompres - NS - Non Woven - 7,5 x 7,5cm - 300 stuks

08/10/2025 17:21:40



Artikelnummer	020026
Prijs excl. BTW	€ 5,60
Prijs incl. BTW	€ 6,78
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Mesoft[®] is een veelzijdig, niet-steriel product dat kan worden gebruikt voor de reiniging van de huid voorafgaand aan chirurgische ingrepen, voor de reiniging en bescherming van wonden en voor de absorptie van exsudaat bij gebruik als secundair verband. Niet-sensitiserend en niet-toxisch. Mesoft biedt bescherming tegen externe trauma's terwijl het ook zorgt voor absorptie van wondexsudaat.

Mesoft[®] gaaskompressen en deppers zijn kostenbesparende alternatieven voor traditioneel katoengaas.

De uitstekende absorptiecapaciteit, de zachtheid en de lage vezelafgifte zijn de belangrijkste eigenschappen. Mesoft kompressen zijn 4-laags en bestaan uit 67 % viscose en 33 % polyester.

- Kostenefficiënt t.o.v. traditioneel katoenen deppers

- Uitstekende absorptiecapaciteit
- Zacht
- Lage vezelafgifte

Wanneer gebruikt u Mesoft[®] non woven kompressen?

Mesoft[®] kompressen en deppers zijn geschikt voor allerlei toepassingen – vergelijkbaar met katoenen gaas. Ze zijn bruikbaar voor absorptie, wondreiniging, bescherming, ontsmetting of als wondkussen.