

Monocryl Plus 4-0 - 45cm - Met naald van 19mm en 3/8C - per stuk

08/10/2025 14:17:48



Artikelnummer	000730
Prijs excl. BTW	€ 5,87
Prijs incl. BTW	€ 7,10
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Monocryl Plus 4/0 - 45 cm - naald 19 mm 3/8C

Productomschrijving

Monocryl Plus hechtdraad 4-0, ongekleurd met een FS-2 naald (MCP292H), biedt uitstekende knoopeigenschappen en hantering, ideaal voor chirurgen die streven naar een optimale weefselapproximatie met een verminderd risico op infecties. Deze hechtdraad is behandeld met een antibacteriële coating van triclosan, die effectief is tegen een breed scala aan micro-organismen. De FS-2 naald, gekoppeld aan deze draad, is ontworpen voor een nauwkeurige en zachte penetratie, wat essentieel is in gebieden waar minimaal weefseltrauma vereist is. Dit maakt de naald ideaal voor algemene chirurgie, inclusief gynaecologie, urologie, en plastische chirurgie.

- Aantal stuks in een doos: 36

- Hechtdraad afmeting: USP 4-0
- Hechtdraad lengte: 45 cm
- Kleur: Ongekleurd
- Materiaal/compositie: Poliglecaprone 25 met een antibacteriële coating van triclosan, wat helpt om infecties te verminderen.
- Opneembaarheid en absorptiesnelheid: Volledig absorbeerbaar binnen 90 tot 120 dagen, afhankelijk van de patiëntconditie.
- Richtinggevoeligheid: Niet van toepassing, dankzij de consistente eigenschappen van de monofilament draad.
- Type hechtdraad: Monofilament, minimaliseert infectierisico's door minder weefselinvasie.
- Naald: FS-2
- Naald lengte: Optimaal afgestemd op de draaddikte voor superieure chirurgische prestaties.
- Naald vorm: 3/8c gebogen, ideaal voor nauwkeurige plaatsing van hechtingen.
- Type naaldpunt: Taper point, ontworpen om penetratieweerstand en weefselschade te verminderen.