



Artikelnummer	020756
Prijs excl. BTW	€ 32,81
Prijs incl. BTW	€ 39,70
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Opsite FLEXIGRID is een transparante, zelfklevende film met een uniek wondmeetrooster. De film is doorlaatbaar voor waterdamp, gelijkvormig en uitbreidbaar. Het wordt veel gebruikt bij oppervlakkige wonden, zoals brandwonden, chirurgische wonden,... Opsite FLEXIGRID is ook ideaal voor gebruik als secundair verband en te helpen bij het voorkomen van decubitus.

Indicaties

- Oppervlakkige decubitus en hun profylaxe
- Schaaf- en snijwonden
- Huidtransplantaties en donor sites
- Postoperatieve wonden
- Lichte brandwonden en brandwonden
- Huidbescherming rond een stoma en beenzakken
- Verlichting van pijn bij diabetische neuropathie

Voordelen

OpSite FLEXIGRID heeft de standaard gezet in vochtige wondgenezing door het natuurlijke wondvocht te behouden. Het biedt een hoge vochtdampdoorlaatbaarheid waardoor overtollig exsudaat kan verdampen.

- Superieure film met acrylkleefstof De Opsite FLEXIGRID-film is zeer rekbaar en aanpasbaar, wat in combinatie met zijn hoge vochtdampdoorlaatbaarheid betekent dat het verband maximaal 7 dagen op zijn plaats kan blijven. Dit minimaliseert interferentie op de wondlocatie en vermindert de benodigde hoeveelheid verpleegtijd.
- Waterdichte film De film is bestand tegen water en lichaamsvloeistoffen, waardoor de patiënt kan baden zonder het verband te veranderen. Het helpt ook bij het voorkomen van bacteriële besmetting.
- Eenvoudige, effectieve applicatietechniek Opsite FLEXIGRID biedt een eenvoudig en effectief applicatiesysteem. De flexibele drager maakt eenhandige applicatie mogelijk waardoor het verband zich kan aanpassen aan de contouren van het lichaam. De transparantie maakt nauwkeurige positionering over de wondplaats mogelijk.
- Aanpasbaar aan lastige gebieden Opsite FLEXIGRID is ontworpen om aan te passen voor gebruik op alle delen van het lichaam. Het kan gemakkelijk in reepjes of vormen worden gesneden voor toepassing op lastige gebieden zoals hakken, ellebogen en knieën.
- Uniek wondmeetrooster Opsite FLEXIGRID bevat een uniek wondmeetapparaat waarmee eenvoudige maar nauwkeurige beoordelingen van het genezingsproces kunnen worden gemaakt. Nadat de randen van de wond zijn gevolgd, kan de Flexigrid-drager worden verwijderd en opgeslagen in de aantekeningen van de patiënt.