



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 041051      |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 18,28     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 22,12     |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

OpSite Post-Op is een uniek post-operatief verband dat de voordelen combineert van een hoge vochtdoorlaatbare folie met een beschermend en absorberend niet-verklevend wondkussen en een eenvoudig aanbrengsysteem. De op een speciale manier aangebrachte kleeflaag van OpSite Post-Op heeft REACTIC™ eigenschappen die reageren op de aanwezig van vocht, resulterend in een hoge mate van doorlaatbaarheid. De waterdichte film van OpSite Post-Op zorgt ervoor dat de patiënt met het verband kan douchen. De afgeronde hoeken zorgen er tevens voor dat het verband minder snel oprolt of loslaat. Hierdoor is het risico op bacteriegroei in het wondgebied sterk verminderd, waardoor minder verbandwisselingen nodig zijn. OpSite Post-Op is hierdoor een kosteneffectieve keuze.

## Voordelen

- Bacteriële barrière Beschermt de wond tegen contaminatie en kruisinfecties, vermindert het risico van infectie door bacteriën.

- Waterdichte folie De patiënt kan met het verband douchen.
- Hoge lucht- en waterdampdoorlaatbaarheid De gepatenteerde REACTIC folie heeft een unieke moleculaire structuur met een hoge lucht- en waterdampdoorlaatbaarheid (van minimaal 10000 g / m<sup>2</sup> / 24 uur). Hierdoor kunnen de wond en de omliggende huid ademen, wordt het risico op maceratie geminimaliseerd en kan het verband voor enkele dagen (2 keer zo lang als een niet-geweven verband) op zijn plaats gelaten worden.
- Hoog absorberend, niet verklevend wondkussen Absorbeert snel exsudaat. Zorgt voor gelijkmatige verspreiding over het wondkussen voor maximale absorptie en minder kans op huidmaceratie. Het wondkussen zorgt ervoor dat het exsudaat wordt opgenomen met minimaal trauma bij verwijdering van het verband.
- Soepel Comfortabel en laat de patiënt vrij in zijn / haar bewegingen.
- Afgeronde hoeken / dunne folie Vermindert de kans op oprollen of loslaten, waardoor het verband langer op zijn plaats blijft zitten.
- Hypo-allergene kleeflaag Doordat de kleeflaag op een speciale manier is aangebracht, is de kans op allergische reacties minimaal.

## Indicaties

OpSite Post-Op is geïndiceerd voor de behandeling van acute, weinig tot matig exsuderende wonden, zoals:

- Snijwonden, schaafwonden
- Post-operatieve wonden
- Kleine brandwonden

## Extra Informatie

| Afmeting         | Verpakking |
|------------------|------------|
| 6,5 cm x 5 cm    | 100 stuks  |
| 9,5 cm x 8,5 cm  | 20 stuks   |
| 12 cm x 10 cm    | 10 stuks   |
| 15,5 cm x 8,5 cm | 20 stuks   |
| 20 cm x 10 cm    | 20 stuks   |
| 25 cm x 10 cm    | 20 stuks   |