



# PadPak (elektroden set + batterij) voor Samaritan 350P/360P/500P - voor volwassenen (min.4 jaar houdbaar)

08/10/2025 21:23:53



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 131082                       |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 168,65                     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 204,07                     |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 1 op<br>voorraad |

## Omschrijving

De HeartSine Samaritan PadPak is een combinatie van AED-batterij & AED-elektroden en is geschikt voor de HeartSine Samaritan PAD 300P, 350P, 360P en 500P AED's.

### **PadPak bestaat uit AED elektroden & batterij**

De HeartSine Samaritan PadPak bestaat uit AED elektroden & batterij waardoor u deze niet apart hoeft aan te schaffen. De PadPak is geschikt voor de HeartSine Samaritan PAD 300P, 350P, 360P en 500P AED's . De Samaritan PadPak heeft een levensduur van 4 jaar.

Zorg ervoor dat u de PadPak op tijd vervangt, zodat u een goede werking van de AED waarborgt.

## Hoeft u dus niet meer apart te vervangen

Deze PadPak is een combinatie van elektroden en batterijen, deze hoeft u dus niet apart te vervangen. Op het moment dat er een inzet heeft plaatsgevonden dient u de PadPak geheel te vervangen. Ook als de datum op de PadPak is verlopen dient u deze te vervangen. De PadPak is verkrijgbaar in twee varianten. Er is een variant voor volwassen patiënten en een variant speciaal voor kinderen verkrijgbaar. Onder kinderen vallen personen van 1-8 jaar of onder de 25 kilo. Let op: Dit is de PadPak voor gebruik bij volwassen patiënten. Voor kinderen (<25 kg) is een [speciale kinderPadPak](#) verkrijgbaar.

