



Artikelnummer	P00002
Prijs excl. BTW	€ 109,44
Prijs incl. BTW	€ 132,42
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Materiaal en Ontwerp

De plastic gobelet is vervaardigd van hoogwaardig, niet-toxisch kunststof, speciaal ontworpen voor veilige medische toepassingen. Het duurzame materiaal zorgt ervoor dat het gobelet stevig is, terwijl het tegelijkertijd lichtgewicht blijft voor eenvoudig gebruik. Dankzij het transparante ontwerp kan de inhoud gemakkelijk worden geïnspecteerd, wat essentieel is in situaties waarbij nauwkeurige beoordeling van het monster vereist is.

Toepassingen

Dit plastic gobelet is geschikt voor verschillende medische toepassingen. Het kan worden gebruikt voor het verzamelen en opslaan van diverse medische monsters. Daarnaast is het ook ideaal voor gebruik tijdens medische procedures waarbij steriele hulpmiddelen van groot belang zijn.

Verpakking

Worden geleverd in een verpakking van 240 stuks, elk met een capaciteit van 120 ml.