



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 063004                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 9,44                    |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 11,42                   |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 4 op voorraad |

## Omschrijving

Lichte Jersey kous, ideaal voor fixatie van verbanden en als bescherming onder gipsverband. Redigauz buisverband is een zeer praktische en betrouwbare manier om wondverbanden te fixeren. Buisverbanden vervangen de traditionele manier van verbanden fixeren zoals plakkers of gaaswindels en zorgen ervoor dat de patiënt nog steeds volledige bewegingsvrijheid heeft.

## Eigenschappen

Redigauz jersey buisverbanden hebben een ononderbroken oppervlak en raken daarom niet los; wonden of gevoelige delen van de huid blijven beschermd. is zeer veelzijdig en is ook geschikt voor tractieverbanden of als bekledingsmateriaal voor spalken en wattenvulling.

## Verkrijgbaar in verschillende afmetingen

- 1,50cm - vinger
- 2,50cm - vinger + kompres/teen

- 3,50cm - hand/arm kind
- 5,50cm - been kind, arm volwassenen
- 6,50cm - been volwassenen
- 7cm - been volwassenen groot