

SELEFA Gaaskompres - Steriel

- 7,5 x 7,5cm - 25 x 5 stuks

08/10/2025 14:53:55



Artikelnummer	020290
Prijs excl. BTW	€ 7,58
Prijs incl. BTW	€ 9,17
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Selefa gaaskompressen steriel - per 5 verpakt - 7,5 x 7,5 cm (25 x 5 stuks) Dit gaaskompres is een steriel 100% katoen gaaskompres voor het reinigen en afdekken van primair gesloten en secundair helende wonden. Het kompres is opgebouwd uit 8 lagen en bestaat uit een 17 draads gaas. Inzetbaar is in alle fasen van de wondgenezing. Gebruiksadvies Was en droog de handen. Neem het kompres uit de verpakking. Bevochtig, indien nodig, het kompres vooraf met een reinigende of desinfecterende vloeistof en breng aan op of in de wond.