

SELEFA gaaskompressen - NS

- 8-laags - 7,5 x 7,5cm - 100 stuks

08/10/2025 22:39:30



Artikelnummer	021038
Prijs excl. BTW	€ 3,11
Prijs incl. BTW	€ 3,76
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Gaaskompressen niet steriel - 8 L - verpakking van 100 stuks De niet-steriele, 17-draads gaaskompressen zijn vervaardigd uit 100% katoen en worden gebruikt voor de reiniging en de niet-aseptische bedekking van wonden. Het hydrofiel gaaskompres niet steriel is een rafelvrij gevouwen, zacht en ademend kompres. Deze is gemaakt van 100% katoen. Het kompres is ontvet en gebleekt. Het heeft een hoge treksterkte in de lengte en breedte richting.