



Artikelnummer	040536
Prijs excl. BTW	€ 16,49
Prijs incl. BTW	€ 19,95
Voorraad	Nog slechts 5 op voorraad

Omschrijving

Op silicone gebaseerde, hypoallergene medische tape.

3M Silicone Tape is een adhesieve tape op basis van silicone die volledig hypoallergeen is.

De kleeflaag van de 3M Silicone tape is zachter dan de kleeflaag van traditionele hechtpleister. In plaats hiervan wordt een gepatenteerde siliconen kleeflaag gebruikt. Hierdoor is de 3M Silicone tape een pijnloos verwijderbare siliconen pleister. Hij kan gebruikt worden op een (zeer) gevoelige of kwetsbare huid. Gedurende de volledige fixatieperiode blijft de kleefkracht van de hechtpleister voortdurend dezelfde. Na het verwijderen kan de hechtpleister terug worden heraangebracht zonder verlies van kleefkracht.

Eigenschappen

- Minimale kans op huidbeschadiging bij verwijdering van de hechtpleister

- Vrijwel pijnloos verwijderbaar dankzij de uniek gepatenteerde siliconen kleeftlaag
- Soepelheid van de hechtpleister zorgt voor een betrouwbare fixatie
- Makkelijk scheurbaar door perforatie in lengte en breedte
- Na verwijdering kan de kleeftpleister opnieuw worden heraangebracht zonder verlies van kleeftkracht
- Hypoallergeen om huidproblemen te voorkomen

Indicaties

- Kwetsbare/gevoelige huid
- Patiënten met latexallergie