

Silk 3-0 - 75cm - Zwart - Met naald van 16mm en 3/8C - 36 stuks

08/10/2025 13:43:27



Artikelnummer	091006
Prijs excl. BTW	€ 105,67
Prijs incl. BTW	€ 127,86
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

Perma-hand™ zijde is een niet-absorbeerbare, zwarte gevlochten chirurgisch hechtmateriaal.

Silk® is een niet-absorbeerbare, getwijnde hechtdraad, vervaardigd van natuurlijke zijdevezels.

Silk® is voornamelijk geïndiceerd voor toepassingen waarbij in de chirurgische praktijk niet-absorbeerbaar hechtdraad wordt gebruikt. Silk® is geïndiceerd voor oogchirurgie in zachte weefsels.

- Lengte: 75 cm
- diameter draad: 3-0
- kleur: zwart
- 36 stuks per box