



Artikelnummer	09466
Prijs excl. BTW	€ 10,07
Prijs incl. BTW	€ 12,18
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Skin Stapler - SMI is een gebruiksvriendelijke en betrouwbare hechtmachine, speciaal ontworpen voor het hechten van de huid bij medische ingrepen.

Specificaties

- Niet geschikt voor hergebruik: deze hechtmachine is ontworpen voor eenmalig gebruik, wat zorgt voor hygiëne en veiligheid bij elke behandeling.
- Steriel verpakt: elke Skin Stapler wordt afzonderlijk verpakt in steriele verpakking, wat het risico op infecties minimaliseert.
- 35 nietjes: de machine is voorzien van 35 nietjes, voldoende voor het effectief sluiten van een kleinere wond of incisie.

Inhoud

Dit product is voorzien van 35 steriele nietjes, wat zorgt voor een efficiënte en stevige sluiting van de huid. Wordt per stuk verkocht.

Afbeeldingen

