



Artikelnummer	0210201
Prijs excl. BTW	€ 1,91
Prijs incl. BTW	€ 2,31
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Sterilux niet-steriele gaaskompressen Gemaakt van absorberend katoen conform EN 14079, met ingevouwen hoeken (= ES): kan verschillende keren worden uitgevouwen om een grotere maat te krijgen, zonder rafels aan de hoeken.

Hoog absorberend, luchtdoorlatend, zacht en soepel.

Toepassing

- Algemene wondbehandeling
- Deppend bij eerste behandeling
- Reinigen van vieze, geïnfecteerde en zeer exsuderende wonden
- Als depper/ kompres bij kleine ingrepen in polikliniek en op de afdeling.