



Artikelnummer	020764
Prijs excl. BTW	€ 33,19
Prijs incl. BTW	€ 40,16
Voorraad	Nog slechts 8 op voorraad

Omschrijving

Suprasorb F is een zelfklevend, transparant wondverband dat zich flexibel aanpast aan uitdagende lichaamscontouren en een hoog draagcomfort biedt. Het transparante folieverband maakt een eenvoudige wondcontrole mogelijk en beschermt nieuw epitheelweefsel tegen invloeden van buitenaf zoals ziektekiemen en vocht. Suprasorb F houdt het wondmilieu vochtig waardoor de wondgenezing wordt ondersteund.

Suprasorb F kan als secundair verband worden gebruikt in het kader van de reguliere antimicrobiële behandeling bij aan infecties blootgestelde wonden. Het zelfklevend, transparant wondverband is bedoeld voor profylaxe (onder andere van decubitus) en voor fixatie in de wondverzorging.

Uitstekend draagcomfort dankzij goede en flexibele hechting.

- Eenvoudig aan te brengen
- Zeer goede wondcontrole door transparantie van het folieverband
- Effectieve bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals bacteriën
- Zeer goede wondgenezing dankzij hoge luchtdoorlatendheid
- Hoog draagcomfort
- Flexibel en soepel materiaal
- Vochtwerend

Toepassingsgebieden voor Suprasorb F wondverband

Voor de verzorging van niet-geïnfecteerde wonden, als deze zwak exsuderend en oppervlakkig zijn.

Indicaties

- arteriële en veneuze ulcera
- split-skinafnameplekken
- postoperatieve wonden
- schaafwonden

Productsamenstelling

polyurethaanfolie, polyacrylaatlijm

Afbeeldingen

