



Artikelnummer	023099
Prijs excl. BTW	€ 35,82
Prijs incl. BTW	€ 43,34
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

Suprasorb - Zelfhechtend wondverband met goede absorptie van wondvocht. Voor de verzorging van niet-geïnfekteerde oppervlakkige wonden met lichte tot middelmatige exsudatie, bijv.:

- beenulcera
- decubituswonden
- tweedegraads brandwonden
- schaafwonden met matige exsudatie
- fistels

De hydrocolloïdlaag, bestaande uit absorberende deeltjes die kunnen opzwellen, creëert een perfecte, vochtige wondomgeving en bevordert granulatie en epithelialisatie.

Wanneer het hydrocolloïd in contact komt met de wonde, wordt het wondvocht geabsorbeerd, zwelt het hydrocolloïd op en neemt het exact dezelfde structuur aan als

de wonde. De vorming van gel voorkomt dat het verband in de wonde kleeft en zorgt ervoor dat het verband zonder pijn verwisseld kan worden. De semi-permeabele polyurethaanfilm biedt betrouwbare bescherming tegen micro-organismen en vocht, maar maakt wel gasuitwisseling mogelijk zodat overtollige waterdamp kan ontsnappen. Afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht kan Suprasorb H gedurende 5 - 7 dagen op de wonde blijven, dit resulteert in minder verbandwisselingen en dus in kostenbesparing.