



Artikelnummer	064029
Prijs excl. BTW	€ 5,75
Prijs incl. BTW	€ 6,96
Voorraad	Nog slechts 7 op voorraad

Omschrijving

Grofmazig, zeer elastisch, buisvormig netverband voor snelle en gemakkelijke fixatie van alle soorten wondverbanden. TG-Fix van Lohmann & Rauscher is een grofmazige, zeer elastische, bi-elastische netkous. Dit netverband is geschikt voor de fixatie van alle soorten wondverbanden en zalfkompressen. De flexibiliteit van dit verband zorgt ervoor dat het netverband zich plooienvrij aan alle lichaamsvormen kan aanpassen en zit hierdoor zeer comfortabel. Dit verband is snel aan te leggen in iedere situatie.

Gebruik van TG-Fix netverband

Bij de kompreswisseling of wondinspectie hoeft het netverband slechts worden opgetild. Het hoeft dus niet bij elke verbandwissel vervangen te worden. Door de verschillende uitvoeringen en dankzij de aanpasbaarheid van de lengte en omvang is de TG-fix geschikt voor alle extremiteiten van het lichaam. Het kan gebruikt worden voor het hoofd, de romp, de heup, de oksel, de vingers, de handen en de voeten worden gebruikt. Het bi-elastisch netverband kan worden gesteriliseerd tot 121°C. Samenstelling: 71%

polyamide, 29% elastodieen.

Verschillende afmetingen

- A = vinger + teen
- B = kleine extremiteiten
- C = hoofdje/arm + been volwassenen
- D = groot hoofd + kleine romp
- E = brede romp/heup/dij