



Artikelnummer	063015
Prijs excl. BTW	€ 13,60
Prijs incl. BTW	€ 16,46
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

TG[®] kousverband T5: arm, been kind, kuit T6: volledig been, arm (medium)

Naadloze bescherming met multitalent kousverband

Het TG multifunctionele kousverband wordt veelzijdig ingezet. Enerzijds dient het voor fixatie van wondbedekking en polstermateriaal en als huidbescherming onder gips-, cast- en compressieverbanden. Anderzijds kan het worden gebruikt bij dermatologische indicaties ter bescherming van zalfbehandelingen. De flexibele eigenschappen van maken het zo ook uit economisch oogpunt aantrekkelijk. De uitgesproken rekbaarheid en naadloosheid zorgen voor een comfortabele pasvorm, die ook bij voortdurende beweging behouden en plooienvrij blijft — ongeacht welk lichaamsdeel het kousverband beschermt.

Eigenschappen

- naadloos gebreid
- huidvriendelijk
- van fijne garens
- rekbaar in breedterichting
- plooiaarm aan te leggen
- geen insnoeringen
- wit
- zo nodig steriliseerbaar met stoom (121 °C)

Toepassingsgebieden

- Onderverband voor gips- en castverband
- Voor tijdbesparende fixatie van verband op moeilijke plekken (hoofd, romp, vingers, extremiteiten)
- Ook voor lichte compressie en fixatie van polstermateriaal

Productsamenstelling

67% katoen (gebleekt), 33% viscose.