

verbandkast metaal 37cmx30cmx14cm - EINDE STOCK

08/10/2025 15:50:10



Artikelnummer	410450
Prijs excl. BTW	€ 41,52
Prijs incl. BTW	€ 50,24
Voorraad	Nog slechts 1 op voorraad

Omschrijving

De lege metalen afsluitbare EHBO-kast is een robuuste EHBO-kast en kan aan de muur worden bevestigd met schroeven die door de interne achterwand van de kast gaan. Het heeft een sleutelslot op de voorkant en wordt geleverd met twee sleutels. De kast zelf heeft twee interne schappen, zodat de voorraad gemakkelijk kan worden gescheiden en bekeken. De kast is populair bij klanten die er zowel eerstehulpmiddelen als standaardmedicijnen in willen bewaren.